

Jak należy ustawić pompę Medtronic Veo dla zdalnego podawania bolusa z pilota Med-Link.

1. Pilot Med-Link podczas tworzenia nowego użytkownika zapisuje w nieulotnej pamięci nr pompy (6 cyfr), ten sam numer zostaje w programie pilota używany jako numer pilota zdalnego sterowania wg Medtronica. Należy numer pompy wpisać jako numer pilota zdalnego sterowania, ścieżka w menu pompy do wykonania tej operacji jest następująca:
MENU GŁÓWNE >Narzędzia>Podłącz urządzenia>Piloty>Wł.>Dodaj ID
przykład: 744307
2. Aktywować tzw. bolus łatwy, który jest domyślnie wyłączony w pompie oraz ustawić jego krok nastawy, ścieżka do tego ustawienia w pompie:
MENU GŁÓWNE >Bolus>Ustawienie bolusa>Łatwy bolus>Włączony/Ustawiony
przykład: 0,2j wtedy bolus o wielkości 1,2j wymaga 6 dźwiękowych kroków nastawy
3. W programie pilota Med-Link zdalne bolusy dla pompy Veo są wykonywane krokami dźwiękowymi, dźwięki te należy ustawić na krótkie, aby nabijanie bolusa szło sprawnie i bez zbytniego hałasowania pompy, ścieżka do ustawienia:
MENU GŁÓWNE >Narzędzia>Alarm>Rodzaj alarmu>Dźwięk krótki
4. Pilot Med-Link przed nastawieniem bolusa zawsze sprawdza jaki jest ustawiony aktualnie krok zwiększania nastawy bolusa i jaka jest ustawiona maksymalna wartość bolusa w pompie i tych wartości nie zmieni i nie przekroczy. Jeśli użytkownik będzie z telefonu chciał podać niezgodny ze skokiem bolus łatwy lub wpisze wartość przekraczającą wartość maksymalną bolusa zapisaną w pompie, to pilot zgłosi odpowiedni błąd na terminalu bluetooth w telefonie.